

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cpt1C Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Tcg5

Артикул: CM0014169



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CPT1C (Q8TCG5). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками мыши и крысы. Подходит для исследований нейронной пальмитоилтиоэстеразы и липидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPT1C Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CATL1; CPT1P; CPTIC; SPG73; CPT1-B; CPTI-B; CPT1C
Вид	Человек
GeneID	126129
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 270–400 человеческого CPT1C (NP_001129524.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TCG5
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет