

Поликлональные Антитела Anti-Cpt2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23786

Артикул: CM0017497

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CPT2, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагируют с мышью и крысой. Обнаруживают митохондриальный белок массой ~74 кДа, необходимый для бета-окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPT2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1376
GeneID	1376
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 404-658 человеческого CPT2 (NP_000089.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23786
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Сумка со льдом