

Кроличье Моноклональное Антитело К Cpt2 Для Wb И Elisa - P23786

Артикул: CM0003273

введение

Кроличье моноклональное антитело к CPT2, валидированное для методов WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Мишень — митохондриальный фермент CPT2, играющий ключевую роль в бета-окислении жирных кислот. Идеально подходит для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CPT2
Примечания/Синонимы	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1376
GeneID	1376
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 559-658 CPT2 человека (P23786).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P23786
Молекулярная масса	74 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом