

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cpt2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P23786

Артикул: CM0026765

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CPT2, валидированная для WB, IHC-P и ELISA. Перекрестная реактивность с мышиными и крысиными гомологами. Подходит для исследований метаболизма жирных кислот и митохондрий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела против CPT2
Примечания/алиасы	CPT1; IIAE4; CPTASE; CPT2
Вид	Человек
GeneID	1376
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в участке аминокислот 420–658 человеческого CPT2 (NP_000089.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23786
Молекулярная масса белка	74 кДа
Доставка	Холодовая упаковка