

Анти-СрvI Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H3G5

Артикул: CM0013400

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого CPVL, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают ортологи мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функции лизосомной карбоксипептидазы в макрофагах, фагоцитозе и презентации антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPVL кролик pAb
Примечания/Псевдоним	HVLP; CPVL
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54504
GeneID	54504
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 127-476 человеческого CPVL (NP_061902.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H3G5
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом