

Поликлональное Антитело Против Сrxm1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q96Sm3

Артикул: CM0021908

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CPXM1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует CPXM1 человека и мыши, прогнозируемая молекулярная масса 82 кДа. Полезно для изучения межклеточных взаимодействий и биологии металлопротеаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CPXM1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CPX1; CPXM; CPXM1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56265
GeneID	56265
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 435-734 человеческого CPXM1 (Q96SM3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96SM3
Молекулярная масса белка	82 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом