

Моноклональное Антитело Против Cr2/Cd21 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P20023

Артикул: CM0006765



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CR2/CD21 (рецептор комплемента 2 типа), валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Идеально для изучения активации В-клеток, пути комплемента и взаимодействий с рецептором вируса Эпштейна-Барр.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CR2/CD21 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1380
GeneID	1380
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 934-1033 человеческого CR2/CD21 (NP_001868.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20023
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом