

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cr2/Cd21 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Пермеабиллизированных Клетках, Ифа - P20023

Артикул: CM0003166



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CR2/CD21 (рецептор комплемента 2-го типа). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на пермеабиллизированных клетках, ИФА; реагирует с белком человека и крысы. Иммуноген: внутриклеточный пептид (а.о. 934-1033). Идеально для исследований сигналинга В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CR2/CD21
Примечания/Альтернативные названия	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1380
GeneID	1380
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 934-1033 человеческого CR2/CD21 (P20023).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на пермеабиллизированных клетках, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P20023
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом