

Поликлональное Антитело Против Cr2/Cd21 Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии, Иммунофлуоресценции, Elisa - P20023

Артикул: CM0028269



введение

Поликлональное антитело кролика против CR2/CD21 (Gene ID: 1380) для применения в вестерн-блоттинге (WB), иммунофлуоресценции (IF), иммуногистохимии (IHC) и ELISA. Валидировано для человека, мыши, крысы. Рекомбинантный иммуноген, нацеленный на рецептор комплемента 2 типа (CD21), рецептор вируса Эпштейна-Барр и корецептор В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CR2/CD21
Примечания/Альтернативные названия	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9; CR2/CD21
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1380
GeneID	1380
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 300-590 человеческого CR2/CD21 (NP_001006659.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20023
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом