


Поликлональное Антитело Против Crabp2 Для Wb, If/Icc, Elisa - P29373

Артикул: CM0027351



введение

Кроличье поликлональное антитело к CRABP2, валидированное для применения в WB, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает CRABP2 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнальных путей ретиноевой кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пАб CRABP2
Примечания/Псевдоним	RBP6; CRABP-II; CRABP2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1382
Идентификатор гена	1382
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-94 человеческого CRABP2 (NP_001869.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P29373
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Ледовая сумка