


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cracr2A Для Wb, Elisa - Q9Bsw2

Артикул: CM0017120



введение

Поликлональное антитело кролика против CRACR2A (RAB46/EFCAB4B) для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Участвует в SOCE, регуляции CRAC-каналов и передаче сигналов в Т-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRACR2A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Вид	Человек
GeneID (человек)	84766
GeneID	84766
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого CRACR2A (NP_001138430.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BSW2
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом