


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cracr2A Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Bsw2

Артикул: CM0014472



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CRACR2A, валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживает эндогенный CRACR2A в образцах человека и мыши, необходимо для изучения запасозависимого входа кальция и активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRACR2A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RAB46; EFCAB4B; CRACR2A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	84766
GeneID	84766
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого CRACR2A (NP_001138430.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BSW2
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом