

Поликлональное Антитело Против Crat Для Wb, If/Icc, Elisa — P43155

Артикул: CM0030503



введение

Ознакомьтесь с нашим готовым к применению кроличьим поликлональным антителом к CRAT для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Оно перекрестно реагирует с CRAT человека, мыши и крысы (71 кДа) для исследований метаболизма и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRAT Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CAT; CAT1; NBIA8; CRAT
Вид	Человек
GeneID (человек)	1384
GeneID	1384
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 380–626 человеческого CRAT (NP_000746.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43155
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Холодовой пакет