

Поликлональное Антитело Против Crb1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммуногистохимии (Ihc-P), Elisa - P82279

Артикул: CM0013457



введение

Кроличье поликлональное антитело к CRB1, валидированное для вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии (IHC-P) и ELISA. Подтверждена реактивность с тканями человека и мыши. Идеально для исследований развития сетчатки и клеточной полярности. SWISS accession P82279.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CRB1 (pAb)
Примечания / Алиасы	LCA8; RP12; CRB1-A; CRB1-B; CRB1-C; CRB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23418
GeneID	23418
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-133 белка CRB1 человека (NP_957705.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P82279
Молекулярная масса белка	154 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом