

Кроличья Моноклональная Антитела Против Crbn Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q96Sw2

Артикул: CM0006415



введение

Кроличья моноклональная антитела против CRBN, валидированная для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Нацелена на цереблон, субстратный рецептор в комплексе E3 убиквитин-лигазы, необходимый для протеасомной деградации. Реагирует с человеком, мышью, крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRBN кроличья моноклональная антитела
Примечания/синонимы	MRT2; MRT2A; CRBN
Вид	Человек
ID гена (человек)	51185
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого CRBN (NP_057386.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96SW2
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	Холодильный пакет