


Кроличье Поликлональное Антитело Против Cгср Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - O75575

Артикул: CM0027811



введение

Кроличье поликлональное антитело против CRCP (CGRP-RCP, POLR3I) для Вестерн блоттинга, иммуногистохимии и иммуноферментного анализа. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения РНК-полимеразы III и рецептора CGRP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CRCP
Примечания/Альтернативные названия	C17, RCP, RCP9, RPC9, POLR3I, POLR3J, CGRPRCP, CGRP-RCP, CRCP
Вид	Человек
ID гена	27297
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-115 белка CRCP человека (NP_001035737.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75575
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом