

Кроличья Поликлональная Антитела Против Creb1 Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - P16220

Артикул: CM0016579



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CREB1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Полезны для изучения транскрипционной регуляции, циркадных ритмов и клеточной дифференцировки. Перекрестно реагируют с белками мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CREB1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CREB; CREB-1; CREB1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1385
GeneID	1385
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого CREB1 (NP_604391.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16220
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом