

Кроличья Поликлональная Антитела Против Creb3 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - O43889

Артикул: CM0026118

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CREB3 (LZIP/LUMAN), валидированные для Вестерн блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Определяют CREB3 человека, мыши и крысы. Нацелены на фактор транскрипции ER-стресса, участвующий в развернутом белковом ответе (UPR), иммунитете и вирусном патогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против CREB3 (CREB3 Rabbit pAb)
Примечания / Альтернативные названия	LZIP; LUMAN; sLZIP; CREB3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10488
GeneID	10488
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого CREB3 (NP_006359.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43889
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом