

Моноклональные Антитела Anti-Creb3L2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc) И Ифа (Elisa) - Q70Sy1

Артикул: CM0005660

введение

Кроличьи моноклональные антитела против человеческого CREB3L2 (BBF2H7).
Валидированы для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA.
Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный CREB3L2 (57 кДа). Подходят для исследований стресса эндоплазматического ретикулума и хондрогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CREB3L2 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	BBF2H7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	64764
GeneID	64764
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-247 человеческого CREB3L2 (NP_001240704.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q70SY1
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом