

Кроличья Поликлональная Антитело Против Creb3L2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q70Sy1

Артикул: CM0018293

введение

Кроличья поликлональное антитело против CREB3L2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий и мышиный CREB3L2, фактор транскрипции массой 57 кДа, реагирующий на стресс эндоплазматического ретикулума (ER) и участвующий в хондрогенезе и UPR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CREB3L2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	BBF2H7; CREB3L2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64764
ID гена	64764
Иммуноген	Рекомбинантный белок - Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-247 человеческого CREB3L2 (NP_001240704.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q70SY1
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	В ледяном пакете