

Поликлональные Кроличьи Антитела К Creb5 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q02930

Артикул: CM0013535

введение

Поликлональные кроличьи антитела к CREB5, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходят для работы с образцами человека и крысы. Связываются с транскрипционным фактором CREB5, который взаимодействует с элементом ответа на циклический АМФ для регуляции экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CREB5, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	CREB-5; CREBPA; CRE-BPA; CREB5
Вид	Человек
GeneID (человек)	9586
GeneID	9586
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 210-380 белка CREB5 человека (NP_878902.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q02930
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом