

Кроличья Поликлональная Антитело Против Creg1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O75629

Артикул: CM0024502



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленное против человеческого CREG1, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Распознает белок размером ~24 кДа; иммуноген соответствует аминокислотам 110-190. Идеально подходит для изучения транскрипционного контроля и супрессии опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CREG1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CREG; CREG1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8804
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-190 человеческого CREG1 (NP_003842.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75629
Молекулярный вес белка	24kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент