

Поликлональное Антитело Anti-Creld1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q96Hd1

Артикул: CM0012892

введение

Высококачественное поликлональное антитело Anti-CRELD1, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Реагирует с CRELD1 человека, мыши и крысы (45 кДа), белком-дисульфид-изомеразой, участвующим в локализации AChR. Идеально для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRELD1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	AVSD2; CIRIN; CRELD1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	78987
GeneID	78987
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 белка CRELD1 человека (NP_056328.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96HD1
Молекулярная масса белка	45 кДа
Доставка	В термосумке со льдом