


Поликлональное Кроличье Антитело К Crh Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P06850

Артикул: CM0018425



введение

Поликлональное кроличье антитело против кортикотропин-рилизинг-гормона человека (CRH), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований стресса и нейроэндокринной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье pAb к CRH
Примечания/алиас	CRF; CRH1; CRH
Вид	Человек
GeneID (человек)	1392
GeneID	1392
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25–194 человеческого CRH (NP_000747.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P06850
Молекулярная масса белка	21 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом