

Антитела Кролика Против Crhbp (Поликлональные) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24387

Артикул: CM0025299

введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого CRHBP, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческим, мышинным, крысиным белками. Подходят для изучения сигналинга CRH/урокортина и регуляции оси ГГН.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRHBP Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CRFBP; CRF-BP; CRHBP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1393
GeneID	1393
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-322 человеческого CRHBP (NP_001873.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P24387
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом