


Кроличья Поликлональная Антитела Против Crhr1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P34998

Артикул: CM0028734



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CRHR1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектируют CRHR1 человека, мыши, крысы. Идеальны для исследований стрессового ответа, нейроэндокринной сигнализации и GPCR. Uniprot: P34998.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRHR1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	CRF1; CRHR; CRF-R; CRFR1; CRF-R1; CRFR-1; CRH-R1; CRHR1L; CRF-R-1; CRH-R-1; CRHR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1394
GeneID	1394
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-120 человеческого CRHR1 (NP_001138618.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34998
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом