

Поликлональные Антитела Против Crp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P50238

Артикул: CM0030453

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого CRIP1 (цистеин-богатого белка 1), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Рекомбинантный иммуноген полной длины. Для исследований транспорта цинка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRIP1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CRHP; CRIP; CRP1; CRP-1; CRIP1
Вид	Человек
Идентификатор гена	1396
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-77 человеческого CRIP1 (NP_001302.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P50238
Молекулярный вес белка	9 кДа
Доставка	Сумка со льдом