

Кроличья Поликлональная Антитело Против Crip2 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P52943

Артикул: CM0025469



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого CRIP2 (ESP1), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для изучения функции богатого цистеином белка 2 в сердечной и других тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRIP2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CRIP; CRP2; ESP1; CRIP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1397
GeneID	1397
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-208 человеческого CRIP2 (NP_001303.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P52943
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	В ледяном пакете