


Кроличье Поликлональное Антитело Против Crisp2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P16562

Артикул: CM0027535



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CRISP2 (CT36/TPX1). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований капацитации сперматозоидов и репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CRISP2
Примечания/Альтернативные названия	CT36; TPX1; TSP1; GAPDL5; CRISP-2; CRISP2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7180
GeneID	7180
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-243 человеческого CRISP2 (NP_003287.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P16562
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	В сумке со льдом