

Поликлональные Антитела Против Crispld2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q9H0B8

Артикул: CM0016112

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому белку CRISPLD2, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ИФА). Перекрестно реагируют с мышью и крысой. Подходят для изучения функции CRISPLD2 в сборке матрикса и биологии внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRISPLD2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/псевдонимы	LGL1; CRISP11; LCRISP2; CRISPLD2
Вид	Человек
ID гена (человек)	83716
ID гена	83716
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 140–430 человеческого CRISPLD2 (NP_113664.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0B8
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодоильный пакет