


Поликлональное Антитело Против Crk/Crkii Для Вб, Ифа - P46108

Артикул: CM0024625



введение

CamelBio предлагает кроличье поликлональное антитело против CRK/CRKII для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Оно детектирует CRK человека и мыши, подходит для изучения сигнальных путей клеточной адгезии, миграции и фагоцитоза. SWISS: P46108.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против CRK/CRKII
Примечания/Альтернативные названия	p38; CRKII; CRK/CRKII
Вид	Человек
ID гена (человек)	1398
ID гена	1398
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-304 человеческого CRK/CRKII (NP_058431.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46108
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовая упаковка