


Кроличья Моноклональная Антитело Против Crk/Crkii Для Вб, Ифа - P46108

Артикул: CM0009921



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CRK/CRKII (p38) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидировано на образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии, миграции и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CRK/CRKII
Примечания/псевдонимы	p38; CRKII; CRK/CRKII
Вид	Человек
GeneID (человек)	1398
GeneID	1398
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CRK/CRKII (P46108).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P46108
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодовая упаковка