

Поликлональные Антитела Против Crkl Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P46109

Артикул: CM0014892



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого CRKL, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагируют с CRKL человека и мыши. Подходят для исследований трансдукции сигнала и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличьи pAb против CRKL
Примечания/Псевдоним	CRKL
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1399
ID гена	1399
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P46109
Молекулярный вес белка	34кДа
Доставка	Сумка со льдом