

Поликлональные Кроличьи Антитела К Crkl Для Вб, Ифа - P46109

Артикул: CM0017464



введение

Поликлональные кроличьи антитела к CRKL, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают белок, подобный Crk (34 кДа), в пробах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований передачи сигнала в клетке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к CRKL
Примечания/Альтернативные названия	CRKL
Вид источника антигена	Человек
ID гена (человек)	1399
ID гена	1399
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-303 человеческого CRKL (NP_005198.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P46109
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет