

Кроличья Поликлональная Антитело Против Crlf2 Для Вб, Ифа — Q9Hc73

Артикул: CM0015014



введение

Кроличья поликлональная антитела против CRLF2 (рецептор TSLP), валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с пробами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований гемопоэтической системы и цитокиновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья пАнт против CRLF2
Примечания/Алиасы	CRL2; TSLPR; CRLF2Y; CRLF2
Вид	Человек
ID гена (человек)	64109
ID гена	64109
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 23-231 человеческого CRLF2 (NP_071431.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9HC73
Молекулярная масса белка	42кДа
Доставка	Ледяной пакет