

Поликлональные Антитела Против Crls1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Uja2

Артикул: CM0015019

введение

Кроличьи pAb против CRLS1, валидированные для WB и ELISA, направленные против человеческого кардиолипинсинтазы, фермента внутренней мембраны митохондрий, критически важного для синтеза кардиолипина. Рекомбинантный иммуноген, идеально подходящий для митохондриальных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRLS1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CLS; CLS1; GCD10; COSPD57; C20orf155; dj967N21.6; CRLS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	54675
ID гена	54675
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого CRLS1 (NP_061968.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UJA2
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	Сумка со льдом