


Моноклональное Антитело Против Crm1/Xpo1 Для Wb, If/Icc, Elisa — O14980

Артикул: CM0003339



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CRM1/XPO1 (Экспортину-1). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным гомологами. Идеально подходит для изучения ядерного экспорта и взаимодействий хозяин-вирус. Высококачественное сырье для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное кроличье антитело к CRM1/XPO1
Примечания/Алиасы	emb; CRM1; exp1; CRM-1; Exportin 1; CRM1/XPO1
Вид	Человек
ИД гена (человек)	7514
ИД гена	7514
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 972-1071 человеческого CRM1/XPO1 (O14980).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14980
Молекулярная масса белка	123 кДа
Доставка	С холодным пакетом