

Кроличье Моноклональное Антитело Против Crmp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14194

Артикул: CM0004780



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CRMP1 (DRP1, CRMP-1), валидированное для использования в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с крысиным белком; прогнозируемая молекулярная масса ~62 кДа. Идеально подходит для исследований аксонного наведения и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CRMP1
Примечания/псевдонимы	DRP1; DRP-1; CRMP-1; DPYSL1; ULIP-3; CRMP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1400
ID гена	1400
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 450-550 человеческого CRMP1 (Q14194).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q14194
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодовой пакет