


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Crmp1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q14194

Артикул: CM0019045



введение

Поликлональное кроличье антитело к CRMP1, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Антитело нацелено на дигидропиримидиназоподобный белок 1 массой 62 кДа, участвующий в навигации аксонов и ремоделировании цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRMP1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DRP1, DRP-1, CRMP-1, DPYSL1, ULIP-3, CRMP1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1400
Идентификатор гена	1400
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 460-540 человеческого CRMP1 (NP_001304.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q14194
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом