


Моноклональное Антитело Против Crmp2/Dpysl2 Для Вб, Иф-П, Ифа — Q16555

Артикул: CM0012200



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CRMP2/DPYSL2 (UniProt Q16555). Валидировано для применения в ВБ, ИФ-П и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований нейронного развития, аксонной навигации и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] Кроличье моноклональное антитело к CRMP2/DPYSL2
Примечания/Алиасы	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1808
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 473-572 человеческого CRMP2/DPYSL2 (Q16555)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16555
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Хладоэлемент