


Кроличья Поликлональная Антитело Против Crmp2/Dpysl2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q16555

Артикул: CM0018289



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на CRMP2/DPYSL2, валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (ИHC-P) и ИФА (ELISA) в образцах человека, мыши и крысы. Подходит для изучения развития нейронов, аксонной навигации и функции CRMP2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано нокаутом] CRMP2/DPYSL2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/Алиасы	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1808
ID гена	1808
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 400-500 человеческого CRMP2/DPYSL2 (NP_001377.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16555
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Холодовой пакет