

Моноклональное Антитело Против Crmp3/Dpysl4 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - O14531

Артикул: CM0003414



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против CRMP3/DPYSL4, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Распознает белки человека и крысы. Идеально подходит для исследования наведения аксонов, коллапса конуса роста нейронов и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRMP3/DPYSL4 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CRMP3; DRP-4; ULIP4; CRMP3/DPYSL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10570
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CRMP3/DPYSL4 (O14531)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	O14531
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом