

Поликлональные Антитела Кролика Против Crnn (Wb, Elisa) - Q9Ubg3

Артикул: CM0030065

введение

Поликлональные антитела кролика против CRNN, валидированные для вестерн-блоттинга и ИФА; реагируют с человеческим и мышинным корнулином. Идеально подходят для изучения пролиферации клеток и биологии плоского эпителия. - Q9UBG3

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRNN кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DRC1; PDRC1; SEP53; C1orf10; CRNN
Вид	Человек
ID гена (Человек)	49860
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 396-495 человеческого CRNN (NP_057274.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UBG3
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом