

Кроличья Поликлональная Антитело Против Crot Для Вб, Ип, Ифа - Q9Ukg9

Артикул: CM0027774

введение

Кроличья поликлональная антитело против CROT, валидированная для ВБ, ИП, ИФА у человека, мыши и крысы. Распознает пероксисомную карнитин-О-октаноилтрансферазу (70 кДа), ключевой фермент бета-окисления жирных кислот.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CROT Rabbit pAb
Примечания/алиасы	COT; CROT
Вид	Человек
GeneID (человек)	54677
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-87 CROT человека (NP_001230674.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UKG9
Молекулярная масса белка	70 кДа
Доставка	Холодильный пакет