


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Crtc1 Для Wb И Elisa - Q6Uuv9

Артикул: CM0014375



введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-CRTC1, валидированное для WB и ELISA. Выявляет человеческий CRTC1 и перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути CREB, поздней фазы долговременной потенциации (L-LTP) и циркадных часов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CRTC1
Примечания/синонимы	MAML2; MEK1; Mam-2; TORC1; TORC-1; WAMTP1; CRTC1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	23373
Идентификатор гена	23373
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого CRTC1 (NP_056136.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	Q6UUV9
Молекулярная масса белка	67 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом