

Поликлональное Кроличье Антитело Против Crtc2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q53Et0

Артикул: CM0014401



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого CRTC2 (TORC2), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает полосу массой 73 кДа; подходит для исследований сигнального пути CREB, глюконеогенеза и метаболической регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против CRTC2
Примечания/синонимы	TORC2; TORC-2; CRTC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	200186
GeneID	200186
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий аминокислоты 16-126 человеческого CRTC2 (NP_859066.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q53ET0
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом