

Поликлональное Антитело Против Cry1 Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q16526

Артикул: CM0013192

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CRY1 (криптохром-1), валидированное для WB, IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований циркадных ритмов. 66 кДа, транспортируется на льду.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело CRY1
Примечания/синонимы	DSPD; PHLL1; CRY1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1407
GeneID	1407
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 496–586 человеческого CRY1 (NP_004066.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q16526
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом