

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cry2 Для Вб, Ифа - Q49An0

Артикул: CM0029115

введение

Высококачественная кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий CRY2 — ключевой репрессор циркадного биологических часов. Валидирована для Вестерн-блоттинга (ВБ) и иммуноферментного анализа (ИФА), обладает перекрестной реактивностью с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований циркадных ритмов и метаболизма. Ожидаемая полоса при 67 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRY2 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	hCRY2, PHLL2, CRY2
Вид	Человек
GenelD (Человек)	1408
GenelD	1408
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 200–300 человеческого CRY2 (NP_066940.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q49AN0
Молекулярная масса белка	67 кДа
Доставка	Холодовой пакет