

Поликлональное Антитело Кролика К Cry2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q49An0

Артикул: CM0015185

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий CRY2 (67 кДа), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознаёт CRY2 человека и крысы. Подходит для исследований циркадных часов, регуляции транскрипции и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRY2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	HCRY2; PHLL2; CRY2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1408
GeneID	1408
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 455-614 человеческого CRY2 (NP_066940.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q49AN0
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом