


Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cryaa Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If-P, Ифа - P02489

Артикул: CM0028545



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против альфа-кристаллина А цепи (CRYAA; HSPB4), валидированное для WB, IF-P и ИФА на образцах человека, мыши, крысы и данио-рерио. Подходит для исследований биологии хрусталика и шаперонной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CRYAA кролика pAb
Примечания/Псевдоним	CRYA1; HSPB4; CTRCT9; CRYAA
Вид	Человек
ID гена	1409 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-173 человеческого CRYAA (NP_000385.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса, Данио-рерио
SWISS	P02489
Молекулярный вес белка	20 кДа
Доставка	В ледяном пакете